


جلد دوم


فراطیب جراح
Farateb Jarrah

آشنایی بیشتر با تجهیزات پزشکی دسترسی به ورید مرکزی : آشنایی با اصول کاتریزاسیون



ویراستار علمی:


دکتر سعید صفری

متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه

دکتر احسان باستان حق

متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و استادیار

دانشگاه علوم پزشکی تهران



فراطب جراح
Farateb Jarrah



آشنایی بیشتر با
تجهیزات پزشکی
دسترسی به ورید
• مرکزی: آشنایی با
اصول کاتتریزاسیون

جلد دوم

ویراستار علمی:

دکتر سعید صفری

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

دکتر احسان باستان حق

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

گردآورنده:

شرکت فراطب جراح

واحد بازاریابی و محصول



فراطب جراح
Farateb Jarrah

مقدمه

اهمیت آگاهی کامل و شناخت دقیق از هر وسیله‌ای، از الزامات کاربری آن است. صرف نظر از تخصص هر کاربر، روش صحیح استفاده از آن وسیله از جوانب مختلفی حائز اهمیت است.

در دنیای تجهیزات پزشکی که امروزه با سرعت بالایی در حال پیشرفت می‌باشد، نوآوری‌های بسیاری در حال انجام است. استفاده از تکنولوژی در طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی جهت استفاده در درمان بیماران، از اولویت‌های علوم پزشکی و مهندسی می‌باشد. لذا هر وسیله‌ای که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر سلامت بیمار تأثیر بگذارد، نیاز به شناخت و استفاده مطلوب پیدا می‌کند.

عدم شناخت تجهیزات پزشکی، به مراتب عواقب مخاطره‌آمیزتری خواهد داشت. در اولین گام، این عدم آگاهی، جان بیمار را به خطر خواهد انداخت، که نهایتاً ریسک استفاده از آن متوجه تیم درمان نیز خواهد گردید.



گام بعدی نیز، به دلیل استفاده نکردن از امکانات کامل و یا نحوه نگهداری نامناسب از تجهیزات، متعاقباً مشکلاتی را مواجهه مراکز درمانی و کاربر خواهد نمود.

شرکت فراطب جراح، با توجه به شعار سازمانی «تعهد به ارتقا سلامت جامعه»، خود را مکلف دانسته است تا با توجه به تجربیات علمی و همچنین شناخت مراکز درمانی، و مواجهه با مشکلات ناشی از عدم اطلاع کافی از تجهیزات مورد استفاده، مجموعه کتاب‌های آموزشی «آشنایی بیشتر با تجهیزات پزشکی» را با هدف آشنا نمودن متخصصین حوزه درمان (پزشکان، رزیدنت‌ها، پیراپزشکان، پرستاران)، مهندسین تجهیزات پزشکی و همچنین سایر مشاغل مرتبط، گردآوری و در اختیار مخاطبین خود قرار دهد. این کتب با هدف آشنایی بیشتر با تجهیزات پزشکی مورد استفاده در حوزه‌های فعالیت این شرکت، طراحی گردیده است.

امید است که با نشر این مجموعه سودمند، گامی هر چند مختصر در معرفی و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان به این موضوع برداشته باشیم.

مقدمه

۷

در کتاب پیش رو معرفی تجهیزات مصرفی مورد استفاده در فرآیند همودیالیز و آفریزس، مراقبت‌های ویژه، TPN شیمی درمانی و طب اورژانس پرداخته شده است از اهداف اصلی کتاب، فراهم کردن زمینه‌ای جهت آشنایی بیشتر و بهتر رزیدنت‌ها، پرستاران، پیراپزشکان، مهندسین پزشکی و سایر افراد مرتبط با تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های دیالیز، ICU و CCU می‌باشد. امید است این کتاب در درک بهتر این تجهیزات سودمند باشد.

در پایان لازم دانسته از زحمات جناب آقای دکتر سعید صفری و جناب آقای دکتر احسان باستان حق به خاطر همکاری ارزشمندشان در طول تدوین این کتاب تشکر نمایم.

همچنین از همکاری جناب آقای مهندس میثم محمد و سرکار خانم مهندس نسترن سرتیپی و سرکار خانم مهندس پورعظیم بابت تدوین و گردآوری این کتاب تشکر و قدردانی می‌نمایم.

امیر زندی - مدیر عامل



فراطب جراح
Farateb Jarrah



فراطب جراح
Farateb Jarrah



لوازم تنفسی
بیهوشی
و درد

دسترس
عروقی

لوازم
الکتروکوتر
جراحی

لوازم تنفسی
و
احیای نوزاد

تولید کننده و وارد کننده لوازم بیمارستانی

لوازم بیهوشی و درد، لوازم جراحی، دسترس عروقی، لوازم احیای نوزاد

دارنده گواهینامه استاندارد ISO9001 و ISO13485

تلفن: ۰۲۱-۸۹۳۸۵ | ایمیل: ۰۲۱-۸۸۵۳۸۰۹۵

تهران، خیابان احمد قصر، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۱

تلفن خدمات مشتریان: ۰۲۱-۸۸۵۳۸۷۰۰

www.ftj.ir

info@faratebjarrah.com

telegram.me/faratebjarrah

فهرست

بخش اول - انواع کاتترهای ورید مرکزی..... ۱۱

کاتترهای ورید مرکزی ۱۳

تاریخچه کاتترهای ورید مرکزی ۱۳

ورید مرکزی چیست؟ ۱۴

اندیکاسیون‌های کاتتریزاسیون ورید مرکزی ۱۴

کاتراندیکاسیون‌های کاتتریزاسیون ورید مرکزی ۱۵

انواع کاتترهای ورید مرکزی ۱۵

۱. کاتتر ورید مرکزی استاندارد ۱۵

کیت کاتتر ورید مرکزی استاندارد ۱۵

گایدوایر ۱۵

سوزن ۱۷

سرنگ رانولرسون ۱۸

سوزن Y ۱۹

اسکالپل ۱۹

درپوش‌ها ۲۰

ویژگی درپوش‌های Needleless ۲۱

مکانیسم پورت‌های Needleless ۲۱

نحوه استفاده از درپوش‌های Needleless ۲۲

۱-۱. کاتترهای سی تی ۲۳

۱-۲. کاتترهای ضد میکروبی ۲۳

۱-۳. طراحی کاتتر ورید مرکزی استاندارد ۲۳

۲. کاتتر کاشتنی ۲۶

۲-۱. قسمت‌های تشکیل دهنده کاتتر کاشتنی ۲۷

۳. کاتترهای ورید مرکزی با جایگذاری از طریق عروق محیطی (PICC) ۲۸

۳-۱. PICC در نوزادان ۲۹

۳-۲. مزایای استفاده از PICC ۳۰

۳-۳. اندیکاسیون‌های کلی تعبیه PICC ۳۱

۳-۴. اندیکاسیون‌های خاص PICC در نوزادان ۳۱



۳-۵	کاتراندیکاسیون‌های PICC	۳۲
۳-۶	کاتر میدلاین	۳۲
۴	کاترهای همودیالیزی و آفرزیس	۳۳
	کاترهای دیالیزی	۳۴
۴-۱	کاترهای دیالیز موقت (شالدون)	۳۴
۴-۲	کاتر دیالیز دائم (پرمیکت)	۳۵
۵	کاترهای آفرزیس	۳۵
	معرفی آفرزیس	۳۵
	طراحی کاترهای دیالیزی	۳۶
	ترکیب ساختاری کاترها	۴۲
	جنس کاترها و ویژگی مواد سازنده در آن‌ها	۴۲
	ویژگی کاترهای پلی‌یورتان و سیلیکون	۴۳
	مواد سازنده کاتر و تاثیر آن بر موارد بالینی	۴۳
	مکان‌های جایگذاری CVC	۴۵
	محل مناسب قرارگیری انتهای نوک کاتر	۴۶
	عوارض کاترهای ورید مرکزی	۴۷
۵۱	بخش دوم - اولتراسوند در کاتریزاسیون ورید مرکزی	
۵۴	اولتراسوند در کاتریزاسیون ورید مرکزی	
۵۵	نماهای محور طولی و عرضی	
۵۶	تفاوت ورید و شریان	
۵۷	تکنیک اولتراسوند در کاتریزاسیون ورید ژوگولار داخلی (IJ)	
۵۹	تکنیک اولتراسوند در کاتریزاسیون ورید سابکلاین	
۶۱	تکنیک اولتراسوند در کاتریزاسیون ورید فمورال	
۶۳	پیوست	
۶۴	منابع	

بخش اول

۱

انواع
کاترهای
ورید مرکزی

کاتترهای ورید مرکزی

کاتترها لوله های تو خالی، ساخته شده از پلیمرهای مناسب با کاربرد پزشکی هستند که وظیفه انتقال مایعات (خون، ادرار بر اساس نوع وسیله) از داخل بدن انسان به بیرون و یا بالعکس را بر عهده دارند. کاتترها انواع مختلفی دارند که برای درمان انواع بیماری های قلبی و عروقی، ارولوژی، دستگاه گوارش، نورو و سکولار و غیره بکار می رود.

کاتترهای ورید مرکزی (CVC) ابزاری هستند که درون وریدهای مرکزی بدن کار گذاشته می شود. این کاتترها جهت دسترسی کوتاه مدت و بلندمدت به سیستم ورید مرکزی به منظور تزریق، درمان درون وریدی، نمونه گیری خون، تزریق با شدت بالا، آفرزیس و همودیالیز استفاده می شود. در بسیاری از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، در ابتدا از کاتتر عروق محیطی (آنژیوکت) به منظور دسترسی وریدی سریع استفاده می شود. این کاتترها تزریق سریع مایعات را تسهیل می کنند.

زمانی که دسترسی به ورید محیطی ممکن نباشد یا به منظور تزریق مایعات وازواکتیو و یا در صورت نیاز به تزریق داروهای حساسیت زا و هایپرتونیک از کاتترهای ورید مرکزی استفاده می شود. همچنین این کاتترها به منظور همودیالیز، آفرزیس، مانیتورینگ همودینامیک یا کاتترگذاری ریوی و پیس میکر مورد استفاده قرار می گیرد. این کاتترها تزریق سریع مایعات احیا کننده را ممکن می سازند.

تاریخچه کاتترهای ورید مرکزی

ورنر فارسمن^۱، آندره فردریک کورنان^۲ و دیکنسن دلبیو ریچارد^۳ به طور مشترک در سال ۱۹۵۶

۱. Apheresis Catheter
 ۲. Werner Foressmann
 ۳. André Frédéric Courmand
 ۴. Dickinson Richards



برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. اولین گزارش استفاده از کاتتر در انسان‌ها به منظور اندازه‌گیری فشار دهلیز راست یا بررسی بازده قلبی، توسط کورنان انجام شد. این درحالی است که فارسمن به عنوان ابداع‌گر تکنیک کاتترگذاری ورید مرکزی شناخته می‌شود.

ورید مرکزی چیست؟

ورید مرکزی نزدیک به مرکز گردش خون یعنی قلب می‌باشد. دسترسی به ورید مرکزی در موارد زیر مورد نیاز است:

- مانیتورینگ فشار ورید مرکزی
- آسپیراسیون خون
- تزریق حجم بالایی از مایعات
- تزریق داروهای اسکروزانت
- کاتتریزاسیون قلب راست

ریسک آسیب ناشی از داروهای اسکروزانت، به پهنای ورید و سرعت خون در آن ناحیه بستگی دارد. همانطور که پیش از این گفته شد، هرچه ورید مرکزی‌تر باشد، ورید بزرگتر و جریان خون بیشتر خواهد بود. این امر در رابطه با ورید اجوف فوقانی و ورید اجوف تحتانی که بیشترین ورودی به قلب را انتقال می‌دهند صادق است. (تقریباً فلوی خون در زمان استراحت در بالغین 85ml/s)، وریدهایی که شرط "بالا بودن و سریع بودن جریان خون" را داشته باشند عبارت‌اند از: ورید اجوف فوقانی، ورید براکیوسفالیک، ورید سابکلوین، ورید اجوف تحتانی، ورید خارجی و مشترک ایلیاک. همچنین دهلیز راست علی‌رغم ورید نبودن شرایط مناسبی را جهت کاتترگذاری فراهم می‌کند.

اندیکاسیون‌های کاتتریزاسیون ورید مرکزی

- بیماران نیازمند مداخلات مکرر به منظور تزریق
- غیرقابل استفاده بودن عروق محیطی بیمار
- بیماران نیازمند اندازه‌گیری CVP
- تزریق داروهای حساسیت‌زا و التهاب‌زا که ممکن است منجر به آسیب عروق محیطی گردد (مانند داروهای شیمی درمانی، وازوپروسورها و تغذیه وریدی کامل)
- جلوگیری از تداخلات دارویی
- استفاده به منظور دارورسانی در داروهای با ناسازگاری احتمالی



- استفاده در بیمارانی که نیازمند خونگیری مداوم و یا خونرسانی هستند.
- بیماران دریافت‌کننده تزریقات هایپرتونیک^۱، هایپراسمولار و یا داروهای با PHهای مختلف و خارج از بازه تعریف شده
- بیماران نیازمند مراقبت‌های ویژه همراه با اینوتروپ‌ها و نیازمند درمان‌های چندگانه

کاتتر اندیکاسیون‌های کاتتریزاسیون ورید مرکزی

- اختلالات خونریزی
- درمان با داروهای ضد انعقاد یا ترومبولیتیک
- بیماران پرخاشگر
- سلولیت، سوختگی، درماتیت در محل کارگذاری و واسکولیت
- بیماران ترومبوسیتوپنی (تعداد پلاکت پایین)

انواع کاتترهای ورید مرکزی

۱. کاتتر ورید مرکزی استاندارد

این کاتتر بیشترین استفاده را در میان کاتترهای ورید مرکزی دارد و معمولاً از پلی‌یورتان ساخته شده و در موارد حاد که نیاز به دسترسی کوتاه مدت است، استفاده می‌شود. برای مثال در اکثر جراحی‌ها، مراقبت‌های حیاتی، تصادف‌ها و شرایط اضطراری از این کاتتر استفاده می‌شود. این کاتتر بر حسب ناحیه کارگذاری شده از ۳ روز تا حدود ۱ ماه قابل استفاده است. طیف وسیعی از طول‌های ثابت برای هر مسیر دسترسی مورد نیاز است. کاتتر قابل بکارگیری در بزرگسالان، در نواحی ژوگولار داخلی راست ۱۵-۱۲، ژوگولار داخلی چپ ۱۸-۱۵، سابکلوین راست ۲۰-۱۸، سابکلوین چپ ۲۶-۲۲ و فمورال ۳۰-۲۵ cm است.

کیت کاتتر ورید مرکزی استاندارد

در ادامه به معرفی اجزای تشکیل دهنده کاتترهای ورید مرکزی پرداخته شده است. کاتتر ورید مرکزی استاندارد، دارای قسمت‌های مشابه با سایر کاتترهای ورید مرکزی است.

گایدوایر

گایدوایرها^۲ ورود کاتترها را با حفظ مسیر ممکن می‌سازند و با توجه به نوع پروسیجر، دارای اشکال، طول‌ها، قطر‌ها، سختی و پوشش دهی مختلفی هستند. گایدوایرها نباید بر خلاف مقاومت به جلو

۱. محلول‌های هیپرتونیک در درمان مسمومیت با آب و افزایش حجم آب خالص بکار می‌روند.

برده شوند تا خطر سوراخ شدن و دایسکشن عروق در آن‌ها حذف شود. قطر گایدوایرها یا بر حسب اینچ سنجیده می‌شود و محدوده استاندارد آن‌ها ۰/۰۳۵-۰/۰۱۴ اینچ است. قطر گایدوایر باید با قطر کاتتر قابل انطباق باشد و دلیل آن حمایت بهتر کاتتر و کاهش میزان نشت خون در اطراف گایدوایر است.



شکل ۱- گایدوایر

اجزای تشکیل دهنده گایدوایر عبارتند از هسته مرکزی، کوئل خارجی، سر انعطاف‌پذیر و روکش روی گاید.



شکل ۲- اجزای تشکیل دهنده گایدوایر

الف. هسته مرکزی

هسته مرکزی، میله یا سیمی است که درون کوئل قرار می‌گیرد و بخش بلند، یکپارچه و سخت

گایدوایر است. جنس آن از استنلس استیل^۱، و یا نایتینول^۲ (آلیاژ تیتانیوم و نیکل) است. در صورتی که گایدوایر از جنس استنلس استیل باشد به خوبی قابلیت چرخش و پیچش را دارد. در گایدوایر نایتینول، میزان قابلیت گردش کمتر از استنلس استیل است. همچنین نایتینول‌ها به دلیل اینکه آلیاژی حافظه دار هستند (یعنی قابلیت بازگشت به حالت اولیه را دارند)، انعطاف‌پذیر بوده و در برابر کینک شدن مقاوم می‌باشند.

ب. کوئل روی هسته

کوئل، سیم پیچی روی هسته گایدوایر است. علاوه بر هسته گایدوایرها، کوئل روی هسته نیز در تعیین شکل پذیری گایدوایرها نقش دارند. سر کوئل به خصوص در گایدوایرهای باریک‌تر نقش مهمی در مشخص بودن گایدوایر^۳ دارد.

ج. سر گایدوایر

سر گایدوایرها، در سه نوع مستقیم^۴، زاویه دار^۵ و J شکل^۶ می‌باشند. متداول‌ترین آن‌ها J شکل است که ریسک دایسکشن ساب اینتیمال^۷ در آن حداقل می‌باشد. طول قسمت انعطاف‌پذیر سر گایدوایر از ۳ تا ۲۰ سانتی‌متر می‌باشند.

د. روکش روی کوئل

روکش روی کوئل، بخشی از گایدوایر است که دارای دو نوع هیدروفیل^۸ (آبدوست) و هیدروفوب^۹ (آبگریز) است. روکش‌های هیدروفیل با قرار گرفتن رگ و جذب آب، حالت ژل مانند پیدا کرده و حرکت گایدوایر را تسهیل کرده و به خوبی سر می‌خورد و برای عروق پر پیچ و خم که به نظر بسته می‌آیند مناسب است.

سوزن

سایز استاندارد سوزن‌های مورد استفاده در کیت‌های کاتتر ورید مرکزی جهت دسترسی به بزرگسالان، گیج ۱۸ یا ۱۹ است. تفاوت سوزن‌های تولیدکنندگان مختلف، در تیزی سوزن است.

۱. Stainless Stile
۲. Nitinol
۳. Radiopacity
۴. Straight
۵. Angeld
۶. J-shape
۷. Sub intima
۸. Hydrophilic
۹. Hydrophobic

در سوزن‌های کند، دسترسی به ورید آسان نیست. سوزن‌ها در هنگام استفاده به سرعت کند می‌شوند، اگر در هنگام سوراخ کردن پوست و یا ورید مشکلی وجود داشته باشد و یا در هنگام استفاده از سوزن زیر اولتراسوند، کلاپس‌های متعدد ایجاد شود، سوزن باید تعویض گردد. ضمناً به علت افزایش استفاده از سونوگرافی در کاتتریزاسیون ورید مرکزی، از سوزن‌هایی که قابلیت مشاهده آن‌ها وجود دارد، استفاده می‌شود.



شکل ۳- سوزن کاتتر مرکزی

سرنگ راتولرسون

با استفاده از سرنگ راتولرسون^۱ جایگذاری گایدوایر راحت‌تر و با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد. با استفاده از سرنگ نیازی به خارج کردن سرنگ روی سوزن جهت وارد کردن کاتتر نیست و همزمان هم می‌توان از سرنگ و هم گایدوایر استفاده کرد. این سرنگ دارای پلانگر با حفره خالی است که هدایت گایدوایر از طریق آن صورت می‌گیرد. با استفاده از این سرنگ پتانسیل آمبولی هوا تا حد زیادی کاهش می‌یابد. همچنین تا زمانیکه گایدوایر در محل خود قرار نگیرد، سوزن به همراه سرنگ راتولرسون در محل می‌ماند که نتیجه آن کاهش احتمال جابه‌جایی سوزن و تروما و آسیب به دیواره رگ است.




شکل ۴- سرنگ راتولرسون

۱. Raulerson Syringe

سوزن Y

سوزن Y^۱ و یا سوزن والودار^۲ عملکردی مشابه با سرنگ راتولرسون دارد، در این سوزن نیازی به خارج کردن سرنگ روی سوزن جهت وارد کردن گایدوایر نیست و همزمان هم می‌توان از سرنگ و هم گایدوایر استفاده کرد بنابراین ریسک آمبولی هوا کاهش می‌یابد.



شکل ۵- سوزن Y

اسکالپل

اسکالپل^۳ که در زبان فرانسوی به آن بیستوری^۴ می‌گویند، نوعی تیغ جراحی است که بسیار برنده است. این وسیله بسیار حساس و پرکاربرد در جراحی‌ها می‌باشد که کاربرد آن در تمام امور جراحی آشکار است. اسکالپل در دو نوع یکبار مصرف و دائم مصرف وجود دارد. سایزهای مختلفی دارد که سایز ۱۱ دارای یک لبه برنده زاویه دار است که تا نوک آن ادامه دارد. جهت برش‌های عمیق در بافت‌های ظریف مثلاً در جراحی‌های عروق کاربرد زیادی دارد.



شکل ۶- اسکالپل

۱. Y Needle type
۲. Valve Needle
۳. Scalpel
۴. Bistouri

درپوش‌ها

درپوش‌های استفاده شده بر روی کاتترهای ورید مرکزی، انواع مختلفی دارند. نمودار زیر تاریخچه درپوش‌ها را نشان می‌دهد:



نمودار ۱ - تاریخچه درپوش‌ها



نمودار ۲ - میزان آسیب و ایمنی درپوش‌ها

ویژگی درپوش‌های Needleless

- کاهش دفعات باز و بسته شدن سر کاتتر و کاهش عفونت
 - استفاده آسان، ایمن، کارآمد و صرفه جویی در زمان
 - قابلیت شستشو و کاهش میزان آلودگی
 - قابلیت استفاده طولانی مدت
 - کاهش بروز CRBSI^۱ (عفونت خونی وابسته به کاتتر)
 - کاهش خطر انسداد و جلوگیری از شکسته شدن سوزن
 - کاهش ریسک خطر عفونت و جلوگیری از وارد شدن ذرات ریز پلاستیکی هپارین کپ در خون
- زمانی که از هپارین کپ استفاده می‌شود تعداد دفعات باز و بسته کردن زیاد می‌شود که همین عامل انتقال عفونت به داخل کنتتر می‌باشد.



شکل ۷- درپوش Needleless

مکانیسم پورت‌های Needleless

مکانیسم پورت‌های Needleless به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با وارد کردن سرنگ، مسیر عبور


۱. Catheter Related Blood Stream Infection

محلول کاملاً باز می‌شود و در هنگام عبور خون از این مسیر هیچ‌گونه آسیبی به خون وارد نمی‌گردد. پس از خارج کردن سرنگ، پورت کاملاً به حالت اولیه‌ی خود برمی‌گردد و کاملاً بسته می‌شود همین امر احتمال انتقال عفونت را کاهش می‌دهد.




شکل ۸- ساختار والوسیلیکونی

نحوه استفاده از درپوش‌های Needleless



نحوه وارد کردن سرنگ در پورت‌های Needleless



نحوه خارج کردن سرنگ در پورت‌های Needleless

شکل ۹- نحوه استفاده از درپوش‌های Needleless

دیگر ویژگی‌های افزوده شده به کاتترهای ورید مرکزی استاندارد:

۱-۱. کاتترهای سی تی

کاتترهای سی تی^۱، یا کاتترهایی با تزریق قدرتمند (PI)^۲، کاتترهایی هستند که به علت قابلیت تزریق بالا می‌توانند جهت تزریق ماده کنتراست (حاجب) با سرعت بالا به منظور تصویربرداری استفاده شوند. این امر به خصوص در بیماران سرطانی جهت ارزیابی پیشرفت تومور و پاسخ تومور به درمان وجود دارد. محدودیت فشار در کاتترهای ورید مرکزی استاندارد بدون ویژگی CT پلی یورتان ۱۰۰ Psi و در کاتترهای سیلیکونی ۵۰-۶۰ Psi است. در کاتترهای CT CVC، نرخ تزریق بالا و برابر با ۵ ml/sec و نرخ تزریق در کاتترهای CT PICC این مقدار برابر با ۳-۵ ml/sec است. این کاتترها جهت تزریق با سرعت بالای مواد کنتراست در طول سی تی اسکن و دیگر فرایندهای رادیولوژی استفاده می‌شود. در صورت استفاده از کاتترهای معمولی جهت تزریقات با سرعت بالا و یا استفاده از فشار بیش از حد مقدار تعیین شده بر روی CT CVCها، امکان خرابی کاتتر و جابه‌جایی نوک آن وجود دارد.

۱-۲. کاتترهای ضد میکروبی

کاتترهای ضد میکروبی^۳ دارای دو نوع پوشش ضد میکروبی هستند. یکی از این کاتترها، ترکیب کلرگزیدین و سیلورسولفادیاژین است و دیگری ترکیب مینوسایکلین و ریفامپین می‌باشد. این کاتترها اثرات تایید شده‌ای در کاهش سپتی‌ناشی از کاتتر دارد. استفاده از کاتترهای ضد میکروبی در ICUهایی که علی‌رغم اقدامات کنترل عفونت، سرعت عفونت بالایی دارند و همچنین در بیماران با احتمال عفونت بالا پیشنهاد می‌گردد. همچنین کاتترهای ضد میکروبی ممکن است در افراد حساس به این مواد و یا افراد با حساسیت به سولفا، مشکل‌ساز باشد.

۱-۳. طراحی کاتتر ورید مرکزی استاندارد

طراحی کاتترهای ورید مرکزی با توجه به نوع کاربرد، مواد سازنده، طول کاتتر، تعداد لومن و ورودی و خروجی حفرات لومن داخلی کاتترها، متفاوت است. در زیر به توضیح قسمت‌های مختلف این کاتتر پرداخته شده‌است. قسمت‌های تشکیل دهنده کاتتر ورید مرکزی استاندارد، دارای مشابهت‌هایی با سایر کاتترهای ورید مرکزی است.

۱. CT CVC

۲. Power Injectable

۳. Antimicrobial Catheters



شکل ۱۰- طراحی کاتتر ورید مرکزی

کانکتو Luer: کانکتورهای لوئر^۱، امکان اتصال به کاتتر را فراهم می‌کنند. معمولاً کاتترها کدگذاری رنگی مشخصی دارند. رنگ قرمز، به عنوان مسیر شریانی است و جهت اسپیراسیون خون استفاده می‌شود و رنگ آبی مسیر وریدی است و جهت بازگرداندن خون استفاده می‌شود. البته کانکتورهای لوئر ممکن است از رنگ‌های مختلفی استفاده شوند، فقط باید دقت شود که این مسیرها نباید به جای هم استفاده شوند. جهت ساخت لوئرها از نایلون، PVC، ABS، تیتانیوم و پلی‌کربنات استفاده می‌شود.

هاب کاتتر: هاب کاتتر، به عنوان رابطی بین لومن و اکستشن لاین^۲ است. هاب می‌تواند در دو نوع ثابت و قابل تعویض باشد. طراحی هاب باید به گونه‌ای باشد تا مسیر داخلی انسداد نداشته و هاب یکپارچه باشد. در هاب قابل تعویض، پتانسیل برداشت هاب کاتتر وجود دارد. برخی هاب‌ها دارای ویژگی تکین فشار^۳ هستند که پتانسیل کینک شدن لومن را در هاب تالومن به حداقل رسانده و جریان را کاهش می‌دهد.

کلمپ‌ها: جهت کنترل جریان خون استفاده می‌شوند و از مواد با انعطاف بالا مانند استال تشکیل شده‌اند که اجازه باز و بسته شدن‌های متعدد را می‌دهد. کلمپ‌ها انواع مختلفی دارند، نوع متداول آن‌ها Halkey-Robert Clamp است و نوع دیگر، Slide Clamp می‌باشد که معمولاً در اکستشن‌هایی با قطر خارجی کمتر استفاده می‌شود. اطلاعات لومن کاتتر نیز معمولاً بر روی کلمپ‌ها درج می‌شود.

۱. Luer connectors
۲. Extension Line
۳. Stain relief



شکل ۱۱- الف- کلمپ Halkey-Robert شکل ۱۱- ب- کلمپ Slide

پل بخیه: پل بخیه^۱، به عنوان وسیله‌ای جهت ثابت کردن کاتتر استفاده می‌شود که به وسیله بخیه زدن بال پروانه‌ای، پل بخیه به پوست انجام شده و از حرکت کاتتر به داخل و بیرون مسیر جلوگیری می‌کند. این امر از احتمال ورود باکتری به مسیر جلوگیری می‌کند. پل بخیه به دو صورت ثابت و غیر قابل چرخش و همچنین قابل چرخش موجود است. در پل بخیه ثابت، پل بخیه به هاب کاتتر متصل است، در این نوع پل بخیه، نگرانی جدا شدن کاتتر و پل بخیه وجود ندارد. پل بخیه قابل چرخش (که با عنوان پل ثانویه نیز شناخته می‌شود)، قابلیت قرارگیری بر روی لومن و یا هاب کاتتر را دارد. تنها نگرانی در این نوع پل بخیه، پتانسیل حرکت پل بخیه است، چراکه از اجزای ثابت کاتتر نیست.

کاف: در کاترهایی با استفاده طولانی مدت، به خصوص در کاتترهای دیالیزی با مصرف دائم، از کاف‌های پلی‌استری جهت رشد بافت و ثابت کردن آن و جلوگیری از ورود میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود و محل قرارگیری آن یک اینچ از هاب فاصله دارد. از دیگر کاف‌های کاتترها، می‌توان به کاف‌های آغشته به نقره اشاره کرد. هیچ برتری در این کاف نسبت به کاف‌های متداول اثبات نشده است.

لومن: سطح داخل لومن^۲ کاتترها، نرم است تا از همولیز جلوگیری شود. سطوح سفت و سخت منجر به همولیز می‌شود.

طراحی نوک کاتتر و حفره‌های کناری

طراحی نوک کاتتر، از نکات مهم است. طراحی گرد نوک کاتتر و از بین بردن نواحی تیز، ترمای عروقی را کاهش می‌دهد. نوک برخی کاتترها از سیلیکون الاستومرها ساخته می‌شود که منجر به نرمی نوک کاتتر و جلوگیری از آسیب‌های اندوتلیال می‌شود. کارگذاری مناسب حفره‌های کناری^۴

۱. Suture Wing
۲. Cuff
۳. Lumen
۴. Side holes

روی کاتتر از کشیده شدن شریانی^۱ جلوگیری می‌کند. تعداد زیاد حفره‌های کناری و یا حفره‌های بزرگ، پتانسیل جریان خون از نوک کاتتر را پس از کارگذاری بین استفاده‌ها افزایش می‌دهد. استفاده از چندین حفره کناری در کاتتر، جهت ایجاد جریان کافی در صورت انسداد دیگر حفره‌ها بخصوص در هنگام قرارگیری نزدیک کاتتر به دیواره رگ مورد نیاز است. با این حال، حفره‌های کناری به علت داشتن سطوح نامنظم، خود می‌توانند منجر به ترومبوز و عملکرد نامناسب کاتتر شوند. از دیگر معایب حفرات کناری، این است که هیپارین داخل کاتتر نمی‌ماند و از نوک آن خارج می‌شود که این می‌تواند منجر به ایجاد لخته گردد.

۲. کاتتر کاشتنی

کاتترهای کاشتنی اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط Nier derhuber معرفی شدند. به این کاتترها، سیستم‌های دسترسی وریدی کاملاً قابل کاشت^۲ (TIVAS) نیز می‌گویند. کاشتنی‌های اولیه مربع شکل و سنگین بودند درحالی‌که این کاشتنی‌ها اخیراً سبک، کروی، متناسب با سن و وزن بیماران و در بازه سنی نوزادان، اطفال و بزرگسالان قابل استفاده هستند.



شکل ۱۲ - چند نمونه از کاتترهای کاشتنی‌ها

بهترین اندیکاسیون استفاده از کاتترهای کاشتنی به منظور دسترسی متناوب دراز مدت جهت شیمی درمانی تومورهای سالیید است. بیشترین استفاده کننده‌های کاتترهای کاشتنی، بیماران سرطانی هستند اما اخیراً از این نوع کاتتر جهت درمان بیماران دیالیزی نیز استفاده می‌شود. این کاتتر دارای مخزن^۳ از جنس استنلس استیل، تیتانیوم و یا پلاستیکی از جنس پلی‌یورتان یا سیلیکون و کاتتر است. کاشتنی‌ها، قابلیت ایمپلنت درون بافت سابکوتانوس در دیواره سینه، دست و بازو را دارند. اکثر کاتترهای کاشتنی، قابلیت تصویربرداری MRI و CT

۱. Arterial Sucking

۲. Totally Implantable Venous Access System

۳. Septum

اسکن را دارند و طوری طراحی شده‌اند تا اجازه تزریق ماده کنتراست با سرعت بالا را داشته باشند (حداکثر فشار ۳۰۰ Psi و نرخ تزریق ۵ml/s). با توجه به متفاوت بودن جنس پورت کاشتنی، اثرات مختلفی بر روی تصویر ایجاد شده در جنس‌های مختلف آن وجود دارد. در هنگام قرارگیری کاشتنی‌های استنلس استیل در محیط رزونانس مغناطیسی (MR) و کامپیوتد تموگرافی (CT) آرتیفکت ایجاد می‌شود. کاشتنی‌های تیتانیومی و کاشتنی‌های پلاستیکی در هنگام قرارگیری در MRI اعوجاج ایجاد می‌کند اما میزان اعوجاج آن‌ها در رابطه با کاشتنی‌های پلاستیکی کمتر است. در صورت نیاز به تصویربرداری مکرر، کاشتنی پلاستیکی پیشنهاد می‌گردد و در صورت تصویربرداری‌های مکرر جهت تایید محل پورت به منظور تزریق و تایید محل سوزن، استفاده از کاشتنی‌های پلاستیکی به جهت عدم نمایش کاشتنی ممکن نیست و کاشتنی‌های تیتانیومی ترجیح داده می‌شود.



شکل ۱۳ - ب- کاتترهای کاشتنی

شکل ۱۳ - الف- کاتتر مخصوص دیالیز

۲-۱. قسمت‌های تشکیل دهنده کاتتر کاشتنی


الف - کاشتنی: این قسمت حاوی مایعی است که وارد جریان خون می‌شود. در زیر پوست قرار گرفته و در قسمت فوقانی دارای سپتوم بوده که از مواد رابری ساخته شده‌است که سوزن جهت تزریق و استفاده از کاشتنی وارد این ناحیه می‌شود.

ب - کاتتر: یک لوله انعطاف‌پذیر پلاستیکی نرم است که یک سمت آن به کاشتنی متصل بوده و سمت دیگر آن در قسمت ورید بزرگ نزدیک قلب قرار می‌گیرد. مایعات و داروهای وارد شده به کاشتنی از طریق کاتتر، وارد جریان خون می‌شود.

اتصال کاشتنی و کاتتر به گونه‌ای است که یا از قبل به هم متصل هستند و یا در هنگام کارگذاری توسط مکانیسم لاکینگ^۱ به هم متصل می‌شوند. کاشتنی‌ها در دو نوع تک چمبر و یا دو چمبر با انتهای valved، end-hole یا staggered در دسترس هستند. در نوع دو چمبر، داروهای مختلف، مایعات و نمونه‌های خون قابلیت تزریق همزمان را دارند همچنین کاشتنی‌ها اشکال مختلفی دارند.

کاشتنی‌ها می‌توانند در سمت راست یا سمت چپ قرارگیرند. همچنین پوست را کمی بالاتر از محل خود قرار می‌دهند.

دسترسی به کاشتنی با استفاده از سوزن مخصوص امکان‌پذیر است. در صورت استفاده از سوزن‌های معمولی در دسترسی به کاتترهای کاشتنی، ممکن است قسمتی از سپتوم برداشته شود درحالی‌که سوزن مخصوص کاتترهای پورت، سوزن هوبر^۲ مانع از برداشتن سپتوم می‌شود.



شکل ۱۴- سوزن هوبر

۳. کاتترهای ورید مرکزی با جایگذاری از طریق عروق محیطی (PICC):

وجود نگرانی در مورد عوارض کانولاسیون ورید مرکزی (از جمله: پنوموتوراکس، حفره شدن شریان و پذیرش ضعیف توسط بیمار) موجب معرفی کاتترهای PICC شد و این کاتترها در سال ۱۹۸۰ محبوبیت خود را بدست آوردند. PICCها، کاتترهایی بلند و انعطاف‌پذیری هستند که از راه ورید محیطی بالای حفره آنته کوبیتال (مانند: بازیلیک، سفالیک و...) وارد شده و در مسیر

۱. Locking
۲. Huber Needle

وریدی پیش می‌روند تا به نقطه ورید اجوف برسند؛ در این صورت این کاتترها خواصی مشابه با کاتتر ورید مرکزی خواهند داشت. از آنجائیکه ورید بازویی نسبت به ورید سفالیک قطر بیشتری دارد و همچنین مسیر مستقیم‌تری را طی می‌کند جهت تعبیه PICC مناسب است. در ICU زمانیکه دستیابی به عروق مرکزی خطرآفرین باشد (مانند ترومبوسیتوپنی شدید)، از این روش استفاده می‌کنیم. همچنین در موارد دشوار بودن دستیابی به ورید مرکزی (مانند چاقی مرضی) این روش به کار برده می‌شود. کاتتر معمولاً در کنار تخت بیمار تعبیه می‌شود. PICCها در صورت امکان اولین انتخاب بین کاتترهای ورید مرکزی است چراکه در این کاتترها خطر پنوموتوراکس وجود نداشته و ریسک عفونت نسبت به کاتترگذاری ژوگولار داخلی و سابکلوین کمتر است. کاتتر PICC نسبت به کاتترهای ورید مرکزی دارای قطر کوچکتر بوده چراکه در عروق کوچکتر کارگذاری می‌شود. دیگر تفاوت آنها در طول کاتترها است طول کاتترهای PICC حداقل دو برابر طول کاتترهای ورید مرکزی است. در عوض افزایش طول، ظرفیت جریان کاهش می‌یابد. محدود بودن جریان در PICC (به ویژه در کاتترهای دو مجرای به دلیل کاهش قطر) باعث نامناسب شدن این کاتترها برای درمان تهاجمی حجم شده است. نرخ عفونت در کاتترهای PICC بسیار کمتر از سایر کاتترهای ورید مرکزی است.



شکل ۱۵- کاتتر PICC بزرگسال

۱-۳. PICC در نوزادان

به طور کلی هنگامی که دسترسی به ورید برای بیش از ۵ روز مطرح می‌شود، باید گذاشتن PICC در نظر گرفته شود، خصوصاً هنگامی که بیمار در دوره نوزادی قرار دارد.

- هیچگونه محدودیتی در ارتباط با تجویزهای مختلف از طریق PICC، در صورت قرار گرفتن نوک کاتتر در SVC و IVC، وجود ندارد.
- جهت تثبیت PICC در محل، نیاز به بخیه زدن و سوچور نمی‌باشد، در نتیجه امکان تحرک بیشتری وجود دارد.

۳-۳. اندیکاسیون‌های کلی تعبیه PICC

- غیر قابل قبول بودن مداخلات مکرر برای تعبیه IV های محیطی
- از آنجایی که قابلیت‌های دو IV محیطی حداکثر معادل یک midline می‌باشد، در صورت نیاز به بیش از ۲ مسیر وریدی در ۲۴ ساعت توصیه بر گذاشتن PICC می‌باشد.
- نیاز برای دسترسی به ورید مرکزی (CVC) در بیماری که دچار تر مپوسیتوپنی است.
- نیاز به دسترسی به ورید مرکزی در بیماری که بیهوشی عمومی را نمی‌تواند تحمل کند.
- نیاز به تجویز TPN و دیگر محلول‌ها و ترکیباتی که می‌تواند باعث التهاب و آسیب (مانند داروهای شیمی درمانی و یا نازکوتیک‌هایی مانند مورفین) در دیواره وریدها شوند.
- در مواردی که نیاز به CVC وجود دارد، اما به علت درگیری قفسه صدری در پروسه‌هایی مانند زخم‌های باز، سوختگی‌ها، تراکوتومی، جراحات ناحیه قفسه سینه و گردن، درماتیت، مداخلات جراحی بر روی قفسه صدری محدود شده است.
- عفونی شدن مسیر CVC
- در مورد بیمارانی که به دلایلی خاص تحت مراقبت در منزل می‌باشند. در اینگونه موارد PICC در مقایسه با IV های محیطی دسترسی وریدی بسیار کارآمد و موثرتری را فراهم می‌کند و مراقبت‌های مکرر پرستاری را نیز کاهش می‌دهد.

۳-۴. اندیکاسیون‌های خاص PICC در نوزادان

- نوزادان دارای وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم
- نوزادانی که قادر به دریافت کالری کافی از طریق دستگاه گوارش برای رشد نمی‌باشند و انتظار می‌رود مدتی فراتر از ۷ روز نیازمند دریافت مواد از طریق IV باشند.
- نوزادانی که دارای آتومالی‌های پیچیده (ناهنجاری‌های GI، اختلالات قلبی و عروقی مادرزادی) هستند.
- در هر موردی که گذاشتن CVC مطرح شده است؛ با توجه به احتمال بروز مشکلات کمتر با PICC در مقایسه با CVC، توصیه بر استفاده از PICC است.

تعداد قابل توجهی از بیماران نوزاد به طور معمول نیازمند دسترسی وریدی برای بیش از ۵ روز می‌باشند و از طرفی حفظ رگ باز (IV) محیطی برای نوزادان معمولاً دشوار است. از آنجا که PICC امکان دسترسی مداوم و قابل اطمینان به رگ‌ها را فراهم می‌نماید دیگر نیازی به تلاش‌های مکرر برای رگ‌گیری نخواهد بود.



شکل ۱۶- کاتتر PICC نوزاد

۳-۲. مزایای استفاده از PICC

- استفاده از PICC مزایای متعددی در بردارد و در مقایسه با CVC، بدلیل عوارض بالقوه خفیف‌تر خطر کمتری برای بیمار ایجاد می‌کند.
- تعبیه PICC کمترین ریسک را داشته و در مقایسه با CVC و پورت‌های دیگر کم‌تهاجمی‌تر می‌باشد.
 - به طور کلی، PICCها در مقایسه با دیگر تجهیزات دسترسی به وریدهای مرکزی دارای کمترین میزان شیوع عفونت می‌باشند. اکثر مداخلات PICC از بازو صورت می‌گیرد و بازو نسبت به اندام‌ها و سایت‌های دیگر (مانند قفسه سینه، گردن و یا کشاله ران) دارای فولیکول‌های موی کمتر و در نتیجه کلونی‌های باکتری کمتری است. شیوع عفونت‌ها در دسترسی به ورید مرکزی از طریق PICC در ناحیه آنته کوبیتال حداقل است.
 - آموزش و فراگیری تجهیزات مرتبط با PICC با توجه به اینکه در طیف‌های متنوعی عرضه می‌شوند، به سادگی امکان پذیر است و همچنین با توجه به راحتی و کم‌خطر بودن نسبی آن در هنگام تعبیه (برای مثال حداقل بودن میزان شیوع پنوموتوراکس نسبت به مداخلات سنتی دیگر جهت دسترسی به وریدهای مرکزی)، این نوع از دسترسی به وریدهای مرکزی می‌تواند در اولویت باشد.

۴. کاترهای همودیالیزی و آفرزیس

انواع دسترسی همودیالیز

فیستول^۱ و گرفت^۲ دو نوع دسترسی جهت همودیالیز هستند. فیستول، توسط آناستوموز سابکوتانئوس شریان و ورید تشکیل می‌گردد و به طور معمول آناستوموز در مچ دست و بین شریان رادیال و ورید سفالیک تشکیل می‌گردد.

گرفت مشابه با فیستول بوده با این تفاوت که در این روش، جهت اتصال شریان و ورید از یک تیوب استفاده می‌کنند. فیستول و گرفت بلافاصله قابل استفاده نبوده و معمولاً حدود ۶ ماه زمان جهت اتصال شریان و ورید لازم است.

در طول استفاده از فیستول، هر دو سوزن دیالیز وارد ورید اصلی می‌شود، در حالی که در هنگام استفاده از گرفت سوزن وارد تیوب کار گذاشته شده می‌شود. گرفت و فیستول پس از کارگذاری، نیازمند زمان جهت استفاده هستند. بنابراین در موارد اورژانسی دیالیز و تا زمانیکه فیستول و گرفت قابل استفاده نباشد، از کاترهای دیالیز موقت^۳ (شالدون) استفاده می‌شود. در دیگر مواردی که عروق محیطی فرد به وسیله فیستول و گرفت قابل استفاده نباشند و بیمار نیازمند دسترسی طولانی مدت همودیالیز باشد، از کاترهای دیالیز دائم (پرمیکت) استفاده می‌شود.



شکل ۱۸- دسترسی همودیالیز

۱. Arteriovenous fistula
۲. Arteriovenous Graft
۳. Acute Hemodialysis Catheter

۳-۵. کاترانیدیکاسیون‌های PICC

- بزرگ شدن گره‌های لنفای آگزیلاری/ سوپرکلاویکلار
- جراحی قلبی/ رادیوتراپی آگزیلاری
- عدم وجود دسترسی محیطی مناسب
- بیماری انسداد مزمن کلیوی و یا نارسایی حاد کلیوی
- توده تومور (Tumor mass)
- سابقه ترمبوز
- سابقه شکستگی کلاویکل
- وجود پیس میکر قلبی
- در صورت وجود هر یک از موارد فوق باید از گذاشتن PICC در سمت درگیر، اجتناب شود.

۳-۶. کاتر میدلاین

کاترهای میدلاین، کاترهایی با جایگذاری محیطی هستند اما این کاترها جزو کاترهای ورید مرکزی نیستند. میدلاین قابلیت کارگذاری در قسمت‌های پائین و بالای بازو، یا ساق پا و یا وریدهای اسکالپ را دارد. جهت تعبیه میدلاین می‌توان از وریدهای اسکالپ (انتهای کاتر در ورید ژوگولار) و یا وریدهایی اندام تحتانی (انتهای کاتر در ناحیه زانو و یا ورید فمورال در قسمت ران) استفاده کرد، فقط باید توجه داشت تا کاتر دچار پیچ خوردگی نشود.

حداقل طول میدلاین باید بیشتر از ۸ سانتی‌متر باشد و محل وارد شدن آن نباید بیشتر از ۴ سانتی‌متر از حفره آنته کوبیتال (در بالا و یا پایین) فاصله داشته باشد.

در کاتر میدلاین، تایید رادیولوژیک اجباری نیست و مدت زمان قرارگیری این کاتر بین ۲ تا ۶ هفته است.



شکل ۱۷- کاتر میدلاین

کاترهای دیالیزی

کاترهای ورید مرکزی جهت خارج کردن و بازگرداندن خون دیالیزی در سال ۱۹۷۰ انقلابی را در زمینه دیالیز ایجاد کردید. قبل از شکل گیری کاترهای ورید مرکزی دیالیزی، دیالیز بیمار تنها از طریق فیستول و گرفت انجام می شد.

۱-۴. کاترهای دیالیز موقت (شالدون)

اولین بار شخصی به نام شالدون برای دیالیز اورژانسی کاترگذاری از طریق فمور را پیشنهاد داد. اگرچه امروزه کاترگذاری ورید فمور به عنوان تنها راه حل استفاده نمی شود، اما در بیماران بستری قابل استفاده است.

این کاترها، مشابه با کاترهای بدون تونل با قطر بزرگتر می باشند که قابلیت استفاده با ماشین دیالیز را دارد. از این کاترها جهت دیالیز اورژانسی و آماده سازی فیستول یا گرفت استفاده می شود. شالدون هایی با طول کوتاه مناسب تر هستند چراکه داخل حفره دهلیزی نمی شوند و از آریتمی جلوگیری می کنند. در صورتیکه بیمار بدون CVC باشد و به کاتر همودیالیزی احتیاج داشته باشد، از شالدون ۳ لومن استفاده می شود. اگر از شالدون ۲ لومن برای بیمار استفاده شود و پس از آن بیمار به لاین تزریق دارو احتیاج داشته باشد، برای او یک CVC هم تعبیه می شود و اکثراً شالدون های ۲ لومن در بیماران دارای CVC تعبیه می شود.

بیمارانی با چندین بار کاترگذاری، مصرف کننده هپارین، بیماران با سطح پائین پلاکت، و با بیمارانی که هماتوم کرده اند و اورژانسی باید دیالیز شوند، کاترگذاری آن ها از ناحیه فمور انجام می شود. دلیل استفاده از ورید فمور، این است که اگر بیمار دچار خون ریزی و هماتوم شود، با کیسه شن به راحتی قابل کنترل است، اما ورید ساب کلاوین قابل کنترل نیست حتی توسط جراح؛ ولی در فمور با گذاشتن کیسه شن بر روی محل و فشار دادن محکم خونریزی متوقف می شود.



شکل ۱۹- کاتر دیالیز موقت شالدون

۲-۴. کاتر دیالیز دائم (پرمیکت)

در صورتیکه عروق محیطی بیمار، دچار مشکل باشند و قابلیت دیالیز بیمار از طریق گرفت و یا فیستول ممکن نباشد از کاتر دیالیز دائم استفاده می شود. این کاترها مدت زمان طولانی تری بسته به وضعیت بیمار در محل می مانند و جهت کارگذاری نیاز به جراحی دارند. کاترهای دیالیز دائم دارای کاف داکرونی بوده که قابلیت تشکیل بافت در اطراف آن وجود دارد. بنابراین احتمال عفونت در این کاترها بسیار کم است.



شکل ۲۰- کاتر دیالیز دائم پرمیکت

۵. کاترهای آفرزیس

کاترهای آفرزیس در واقع جهت فرآیند آفرزیس درمانی قابل استفاده هستند.

معرفی آفرزیس

خون مجموعه ای از فرآورده های پلاسمایی و سلولی است که عبارت است از:

- گلبولهای قرمز که مسئول حمل اکسیژن به تمام بدن هستند.
- گلبولهای سفید که مسئول دفاع در برابر عوامل بیگانه هستند.
- پلاکت ها که ذرات کوچکی هستند و در انعقاد خون مؤثرند.
- پلاسما که به صورت مایع بوده و دارای پروتئینها و مواد بسیار متنوع هستند

آفرزیس^۱ به معنای دریافت خون و جداسازی پلاکت های آن و سپس بازگرداندن خون به بدن فرد است. بنابراین آفرزیس یک درمان خارجی حساب می شود. در بعضی از بیماری ها به علت افزایش سلول های بدن یا پروتئین ها و آنتی بادی های پلاسما یا مواد محلول در پلاسما، آفرزیس

۱. Apheresis

انتخاب طول کاتتر مناسب در دسترسی‌های فوقانی (مانند ژوگولار داخلی) و دسترسی تحتانی (مانند فمورال) حائز اهمیت است چراکه با انتخاب کاتتر کوتاه، امکان گردش مجدد خون وجود دارد.

در کاتترهای دیالیزی با مصرف دائم، از Grommet پلاستیکی جهت ثابت کردن کاتتر و یا کاف‌های داکرونی جهت رشد بافت و ثابت کردن کاتتر و جلوگیری از ورود میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود. محل قرارگیری کاف سابکوتانوس ۱ اینچ از هاب کاتتر فاصله دارد. علاوه بر کاف‌های داکرونی، از دیگر کاف‌های کاتترها، می‌توان به کاف‌های آغشته به نقره اشاره کرد. هیچ برتری در این کاف‌ها نسبت به کاف‌های متداول اثبات نشده است.

کاتترها در دو نوع با لومن صاف و خم هستند. لومن خم در کاتترها برای کارگذاری داخل عروقی طراحی شده است و جهت کاتترگذاری ژوگولار به منظور راحتی بیمار و به حداقل رساندن کینک شدن استفاده می‌شود. این کاتتر وارد ناحیه تحتانی ژوگولار شده و در قسمت فوقانی استخوان ترقوه قرار می‌گیرد. کاتتر بر روی ترقوه خم شده و می‌تواند بر روی دیواره سینه فیکس شود. در کاتترها سه نوع لومن خم وجود دارد: Raulerson, Precurved و Internal Jugular. در نوع Raulerson، لومن کاتتر ۱۸۰ درجه خم شده و مستقیماً زیر هاب و بین دو اکستنسشن‌ها قرار می‌گیرد. کاتتر Precurved کاتتر کافدار جهت استفاده طولانی مدت است. لومن کاتتر ۱۸۰ درجه خم شده و در قسمت خارجی اکستنسشن شریانی قرار گرفته و راس شریانی کاتتر در مجاورت اکستنسشن شریانی قرار می‌گیرد. حفره شریانی در کاتتر Precurved به سمت اکستنسشن شریانی است. طول کلی کاتتر از هاب تا نوک کاتتر محاسبه می‌شود. کاتتر ژوگولار داخلی، جهت استفاده کوتاه مدت می‌باشد. لومن این کاتترها ۱۸۰ درجه خم شده است و در قسمت خارجی اکستنسشن وریدی قرار می‌گیرد. طول کلی لومن کاتتر از پل بخیه تا نوک کاتتر است و قسمت منحنی کاتتر در طول کاتتر محاسبه نمی‌شود.

انجام می‌شود. جهت انجام فرآیند آفرزیس، نیاز به دسترسی وریدی است. در صورتیکه امکان استفاده از وریدهای محیطی ممکن نباشد از کاتترهای ورید مرکزی آفرزیس استفاده می‌شود. کاتترهای دیالیزی امکان استفاده به عنوان کاتترهای آفرزیس را دارند.


طراحی کاتترهای دیالیزی

کاتترهای دیالیزی همواره نقش مهمی در همودیالیز بیماران نیازمند به دسترسی موقت عروقی به عنوان پلی تا زمان آماده سازی دسترسی دائم و یا دسترسی طولانی در بیماران ESRD دارند. در طول دهه‌های گذشته، پیشرفت‌های بسیاری در طراحی کاتترهای دیالیزی صورت گرفته است که هدف از آن‌ها، کاهش اختلال در عملکرد کاتترها، جلوگیری از گردش مجدد خون، کاهش نرخ عفونت و بهبود بازدهی آن‌ها در مدت زمان طولانی بوده است. طراحی نوک کاتترها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه ماشین‌های دیالیزی نیازمند جریان خون بسیار بالا (۳۵۰ ml/min) هستند تا همودیالیز انجام شود.

همانطور که پیش از این گفته شد، طراحی کاتترهای دیالیزی باید به گونه‌ای باشد که از گردش خون مجدد جلوگیری کند و بازدهی دیالیز افزایش یابد. این امر با طراحی راس کاتتر به صورت Staggering محقق می‌شود. این نوع طراحی به گونه‌ای است که راس شریانی از وریدی کوتاه تر است و فاصله آن‌ها تقریباً ۵/۰ اینچ بوده و حفره‌های شریانی و وریدی از هم مجزا هستند. طراحی دیگر که عملکردی مطابق با راس Staggered دارد، طراحی Split است که لومن‌ها به صورت مجزا از هم در نوک کاتتر هستند. این طراحی منجر به کاهش گردش مجدد خون می‌شود.




Hemodialysis catheter with staggered tip.



Hemodialysis catheter with split tip.

شکل ۲۱- طراحی راس کاتترهای دیالیزی



شکل ۲۲- انواع کاتترها با لومن خم


کاتترهای همودیالیزی در دو نوع مزمن^۱ و حاد^۲ هستند. کاتترهای حاد بدون کاف و بدون تونل می‌باشند و در کوتاه مدت مشکل خاصی ندارند. این کاتترها کمتر از ۳۰ روز استفاده می‌شوند. کاتترهای مزمن جهت استفاده کمتر از یکسال طراحی شده‌اند. کاتترهای مزمن، استفاده طولانی مدت دارند و پس از اتمام کارگذاری در قسمت مرکزی سابکوتانوس تونل می‌شود. عملکرد موفق یک کاتتر، با استفاده از شرایط مختلف از جمله کارگذاری درست و طراحی مناسب قابل ارزیابی است. لومن‌ها نباید کلاپس^۳ شده و یا دارای چین خوردگی^۴ باشند. همچنین در هنگام قرارگیری در فشار منفی و یا در زمان خم شدن هنگام تونلینگ نباید لخته خون در آن‌ها باشد و باید در مقابل عوامل آسپتیک تا حد ممکن مقاوم باشند.

در زیر به طراحی نوک کاتترها و تغییرات آن‌ها از سال ۱۹۹۶ تاکنون به طور خلاصه اشاره شده است و طراحی و عملکرد آن‌ها در ادامه آورده شده است.

در شکل ۲۳- الف دو کاتتر ۱۰ F همودیالیزی نشان داده شده است که در کنار هم و از طریق ورید ژوگولار تعبیه می‌شوند. هر کاتتر دارای حفره‌های جانبی بوده که به صورت مارپیچ اطراف نوک کاتتر قرار دارد. کاتترهای طراحی شده در ابتدا فاقد کاف بودند اما اخیراً این کاتترها با


۱. chronic
۲. Acute
۳. Collapse
۴. Crimp

Grommet سابکوتانوس (که دو کاتتر را بهم متصل می‌کند) جهت فیکس شدن در محل طراحی شده‌اند. در مدل دیگر نیز هر کاتتر دارای کاف سابکوتانوس بوده که فیکس شدن کاتتر را ممکن می‌سازد. در استفاده از این کاتترها، مقاومت استفاده از سوی جراح وجود دارد چراکه نیاز به دو مرحله کاتترگذاری است.



شکل ۲۳- الف- دو کاتتر ۱۰ F همودیالیزی

در شکل ۲۳- ب، کاتتر ورید مرکزی دارای نوک کند است و یک تیغه دو لومن کاتتر را به شکل D از هم جدا کرده است. این طراحی کاتتر، کمترین مقاومت هیدرولیکی را دارد. در کاتترها به منظور ثابت کردن کاتتر در محل از کاف سابکوتانوس استفاده می‌شود. انواع مختلفی از این کاتترها وجود دارد. یکی از مدل‌های این کاتترها معمولاً از جنس کربون است و دارای لومن بازگشتی دایروی شکل بوده و لومن خارج کننده در آن، C شکل است. مدل دیگر، کاتتری با طراحی back-cut در لومن شریانی است که این لومن در قسمت فوقانی لومن وریدی قرار می‌گیرد و احتمال انسداد آن به علت فیبروز و لخته خون کاهش می‌یابد. لومن وریدی نیز به صورت دایره‌ای می‌باشد که کاتتر را نسبت به انسداد مقاوم می‌کند.



شکل ۲۳- ب- کاتتر ورید مرکزی دارای نوک کند

شکل ۲۳- ج کاتتر مزمن بیضوی است که محیط آن ۲۰ فرنج بوده و شامل دو لومن استوانه‌ای ۸ فرنج است. راس آن برش داده شده است تا دو لومن از انتها از یکدیگر جدا شوند. لومن کوتاه‌تر، لومن شریانی و لومن بلندتر، لومن وریدی است. این کاتتر، اولین کاتتر همودیالیز

که خون با هر نرخ جریان از تمامی حفرات کناری به داخل یا خارج، جریان می‌یابد این ویژگی مشابه با کاتتر a است با این تفاوت که این ویژگی در کاتتر a تنها در جریان 300 ml/min وجود دارد. جدا شدن کاتتر تا جاییکه لازم باشد، ممکن است.



شکل ۲۳-د- کاتتر دو لومن با دو نوک دیستال جداگانه

شکل ۲۳-ی کاتتری را نشان می‌دهد که دارای دو قسمت سابکوتانئوس و داخل وریدی است. این کاتتر مانند کاتتر شکل ۲۳-الف است و نتایج دراز مدت و عملکرد هیدرولیک آن مشابه می‌باشد با این تفاوت که در این کاتتر به جای کاف از Grommet استفاده شده است. طراحی اولیه Grommet طوری بوده است که در فضای سابکوتانئوس و زیر محل زخم قرار می‌گرفته است اما طراحی جدید آن طوری است که دو کاتتر بهم متصل بوده و در قسمت ورید ژوگولار قرار می‌گیرد.



شکل ۲۳-ی- کاتتر دارای دو قسمت سابکوتانئوس و داخل وریدی


شکل ۲۳-ه کاتتر با شکل دوتایی D می‌باشد که به دو راس جدا از هم تبدیل می‌شود. تفاوت این کاتتر با کاتترهای دیگر در جدا شدن نوک کاتتر در زاویه 30° درجه است. این ویژگی امکان کارگذاری نوک کاتتر در دهلیز راست را فراهم می‌کند تا قرارگیری نوک کاتتر در محل تلاقی ورید اجوف فوقانی و دهلیز راست باشد. تفاوت دیگر در این کاترها، شکل D لومن شریانی و محل خاص قرارگیری حفره‌های کناری است و هنگام کارگذاری کاتتر از روی گاید وایر به راحتی عبور کند. مدل دیگر این کاترها، کاتتری با زاویه کمتر از 10° درجه است و انتهای وریدی آن بزرگتر از انتهای شریانی است.

مزمین بوده است. همچنین اولین کاتتری بوده است که بر روی آن از کاف سابکوتانئوس استفاده شده است. این کاتتر همچنان استفاده دارد و از محدود کاتترهای ساخته شده از سیلیکون است. علاوه بر طراحی کاتترهای دیالیزی صاف در کاتترهای دیالیزی با خم شدگی 180° درجه از این طراحی استفاده می‌شود.




شکل ۲۳-ج- کاتتر مزمین بیضوی

شکل ۲۳-چ کاتتری با طراحی مشابه با کاتتر شکل ۲۳-ج است با این تفاوت که در این کاتتر دو نوک کاتتر از هم جدا هستند و دارای دیواره نازک با قابلیت کلاپس لومن بازگشتی می‌باشد. دلیل کلاپس لومن راحتی در کارگذاری کاتتر است.



شکل ۲۳-چ- کاتتر مزمین بیضوی با دو نوک جدا از هم

در شکل ۲۳-د هر لومن دارای دو ساختار D در میانه کاتتر می‌باشد، اما به دو نوک دیستال جداگانه در نوک کاتتر تقسیم می‌شوند که هر کدام دارای حفره‌های کناری در تمامی جهات هستند. از اهداف دو شاخه شدن کاترها، اقدام به کارگذاری یک بدنه به همراه کاهش مقاومت هیدرولیک به واسطه شکل D لومن‌ها و بهبود ویژگی هیدرولیک جریان خون در حفره‌های کناری انتهای هر لومن بوده است. هدف دیگر نرم بودن و انعطاف پذیر بودن قسمت انتهایی کاتتر است که باعث کاهش توزیع فشار به دیواره ورید در انتهای کاتتر می‌شود. ویژگی منحصر به فرد این کاتتر، کاهش قطر نوک انتهای کاتتر است که منجر به افزایش افت فشار در نوک کاتتر می‌شود و اطمینان می‌دهد



شکل ۲۳-ه- کاتر با شکل دوتایی با دو راس جدا از هم


ترکیب ساختاری کاترها

جنس کاترها و ویژگی مواد سازنده در آنها

کاترهای عروقی باید از مواد زیست سازگار ساخته شوند تا با قرار گرفتن در بدن هیچگونه تخریب و یا عارضه‌ای برای فرد نداشته باشد. پلیمرها به طور گسترده در ساخت کاترهای عروقی استفاده می‌شوند و از ویژگی‌های آنها به مقاومت در برابر ترومبوز، انعطاف‌پذیری، سطح صاف، عدم کینک شدگی و قیمت مناسب آن می‌توان اشاره کرد.

هر کاتر وریدی از دو قسمت داخل عروقی و خارج عروقی تشکیل شده است.

رایج‌ترین پلیمرهای استفاده شده در قسمت داخل عروقی کاترها، پلی یورتان و سیلیکون می‌باشد. قسمت خارجی به علت دارا بودن بخش‌های مختلف از مواد مختلفی ساخته می‌شود. فاکتورهای مختلفی از جمله راحتی کارگذاری، فلیبیت مکانیکی، نرخ جریان، سازگاری تزریق، انعقاد خون و ترومبوز، انسداد کاتر، تضعیف کاتر و آمبولیزاسیون، آسیب‌های عروقی، ثبات و ماندگاری کاتر، تعیین کننده مواد سازنده کاترها می‌باشد.



شکل ۲۴- قسمت‌های تشکیل دهنده کاتر ورید مرکزی

رادپوپاک: به منظور مشاهده بهتر تیوب‌های پلاستیکی به وسیله اشعه X، از مواد با چگالی اتمی بالا استفاده می‌شود. یکی از این مواد باریوم است. باریوم را قبل از اکستروژن با پلاستیک مخلوط می‌کنند و افزودن آن منجر به شفافیت مواد و مشاهده آن به واسطه اشعه X می‌شود. میزان باریوم افزوده شده از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت افزودن میزان کمی باریوم، کاتر به خوبی مشخص نمی‌شود و در صورت افزودن آن به مقدار زیاد، بر روی یکپارچگی و خواص مواد تاثیر خواهد گذاشت.

ویژگی کاترهای پلی یورتان و سیلیکون:

ویژگی بارز این کاترها این است که از مواد مختلفی از جمله پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید، پلی تترافلورو اتیلن، هیدروژل الاستومر، سیلیکون و پلی یورتان ساخته می‌شوند که در بین این مواد پلی یورتان و سیلیکون بیشترین استفاده را در کاترهای عروقی دارند.

کاترهای پلی یورتان در دمای اتاق سخت تر از کاترهای سیلیکونی هستند و کارگذاری آنها راحت تر است. کاترهای پلی یورتان به علت داشتن دیواره داخلی نازک‌تر و قطر بزرگتر، نرخ جریان مناسب‌تری دارد.

ویژگی	سیلیکون	پلی یورتان
مقاومت (کششی، انفجاری و پارگی)	ضعیف، متوسط	خوب، عالی
سختی کارگذاری	متوسط	خوب، عالی
سختی در محل	عالی	عالی
شعاع خمش	خمش عالی	متوسط، خوب، عالی
مقاومت کینک شدن	متوسط، خوب	عالی
ثبات ایمپلنت	عالی	خوب، عالی
مقاومت شیمیایی	عالی	متوسط، خوب
نسبت سایز/فلو	متوسط	عالی
دسترسی	عالی	عالی
زیست سازگاری	عالی	عالی

جدول ۱- ویژگی‌های مواد پلی یورتان و سیلیکون

مواد سازنده کاتر و تاثیر آن بر موارد بالینی

انتخاب مواد سازنده با توجه به فاکتورهای بالینی، مدت استفاده، نوع کاتر و کاربرد آن متفاوت است. فاکتورهای بالینی به شرح ذیل می‌باشد.

راحتی کارگذاری: راحتی کارگذاری تحت تاثیر سختی کاتتر، ضخامت دیواره و اصطکاک سطحی کاتتر است. درکل، کاتترهای سیلیکونی سخت تر از کاتترهای پلی یورتان از روی گایدوایر عبور می کنند و این به علت اصطکاک ایجاد شده بر روی گایدوایر است. این مسئله با هیدروفیل کردن گایدوایر و یا پوشش تفلونی بر روی گایدوایر حل می شود.

فلپت مکانیکی: این ویژگی تحت تاثیر سختی و سایز کاتترها است. کاتترهایی با فرنج بزرگتر منجر به فلپت بیشتری نسبت به فرنج کوچکتر می شود. سیلیکون ها، سختی کمتری داشته و فلپت آن ها کمتر است، بنابراین ترومای کمتری نسبت به اندوتلیوم عروقی دارد.

نرخ جریان: درکاتترهای سیلیکون و پلی یورتان با فرنج مشابه، فلو بیشتر توسط پلی یورتان قابل دستیابی است چراکه دیواره نازک تری نسبت به کاتترهای سیلیکونی دارد.

قابلیت تزریق: این عملکرد وابسته به ساختار و ترکیب مواد است. در کل، سیلیکون ها به علت هیدروفوبیک بودن و کراس لینکینگ، سازگاری بیشتری با تزریق دارند همچنین این مواد در مقابل هیدراتاسیون و تخریب شدن مقاوم هستند.

انسداد کاتتر: انسداد کاتتر ناشی از رسوب تزریقات ناسازگار و عملکرد تزریقات بوده و وابسته به مواد سازنده کاتتر نیست. کاتترهایی با فرنج و سایز یکسان و قطر کم مستعد رسوب هستند. با این حال نباید استعداد تخریب پلی یورتان ها را در صورت استفاده از الکل و دیگر مایعات حل کننده رسوب را نادیده گرفت.

انعقاد و ترومبوز: انعقاد و ترومبوز تحت تاثیر خواص فیزیکیوشیمیایی مواد سازنده است. کاتترهایی با سطوح زبر ترومبوژنیک تر می باشند.

تضعیف کاتتر و آمبولیزاسیون: پلی یورتان ها قوی تر هستند (مقاومت کششی، مقاومت در برابر ترکیدن) اما احتمال حمله و تخریب در محیط درون بدن و محلول ها در آنها وجود دارد. در صورتی که از کاتترها فقط به عنوان دسترسی خونی استفاده شود، پلی یورتان ها ارجحیت دارند.

آسیب عروقی: آسیب عروقی به عملکرد سختی کاتتر به خصوص در نوك کاتتر بستگی دارد. سیلیکون ها نرم تر از پلی یورتان ها بوده و آسیب تروماتیک کمتری دارند. کاتترهای ضخیم تر، سختی بیشتری نسبت به کاتترهای نازک دارند.

نیازمندی های نگهداری کاتتر: پلی یورتان ها به واسطه الکل و مواد ضد عفونی کننده به خصوص در صورت تماس با پمادهایی با پایه پلی اتیلن گلایکل (PEG) قابل تخریب هستند. سیلیکون ها در این موارد مقاومت بهتری دارند اما احتمال پاره شدن آن ها وجود دارد.

مکان های جایگذاری CVC

کاتترگذاری در وریدهای اجوف به طور مستقیم دشوار است و این وریدها توسط قفسه سینه و شکم محافظت می شوند. دسترسی به این مکان ها به طور غیرمستقیم و از طریق کاتتریزاسیون نواحی دیگر صورت می گیرد، دسترسی مستقیم به ناحیه قفسه سینه و شکم تنها در مواردی خاص مانند تصویربرداری صورت می گیرد. ۹ ورید به طور عمده جهت کاتترگذاری و دسترسی به ورید مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند و متداولترین آن ها عبارت اند از:

- ورید سابکلارین
- ورید ژوگولار داخلی
- ورید فمورال
- ورید بازلیک
- وریدهایی که کمتر متداول هستند عبارت اند از:
- ورید آگزیلاری
- ورید ژوگولار خارجی
- ورید براکیال
- ورید سفالیک
- ورید براکیوسفالیک

شایع ترین وریدهای کارگذاری، ورید ژوگولار داخلی و ورید ساب کلارین می باشند. در بین این دو ورید، ورید ژوگولار داخلی به خاطر جایگذاری بدون CT¹ (سی تی اسکن) و تنها با استفاده از لندمارک های آناتومیک ارجحیت دارد. اما ممکن است این مسیر برای بیمار راحت نباشد. همچنین احتمال ترومبوز^۲ این مسیر کمتر می باشد.



شکل ۲۵- ورید سابکلارین، ورید ژوگولار داخلی

۱. Computed Tomography

۲. ترومبوز: به معنی لخته شدن خون در داخل یگ رگ خونی است.


ورید دیگر که در جایگذاری کاتتر ورید مرکزی استفاده می‌شود، ورید فمورال می‌باشد. این ورید در امتداد ورید صافان در ناحیه کشاله ران می‌باشد و مسیر اصلی خونرسانی به پا می‌باشد. اما با توجه به ریسک عفونت بالا، اولویت کارگذاری ندارد.



شکل ۲۶- کاتتریزاسیون ورید فمورال

محل مناسب قرارگیری انتهای نوک کاتتر

ورید اجوف فوقانی (SVC) به علت بزرگی، جریان بالای خون، شناور بودن کاتتر در داخل ورید و عدم تماس نوک کاتتر با دیواره ورید، مکانی ایده‌آل جهت استقرار CVC است که اجازه انفوزیون با حداقل تاثیر بر دیواره ورید را می‌دهد. با قرار گرفتن نوک کاتتر در داخل ورید اجوف عوارض حداقلی و زمان ماندگاری حداکثر خواهد بود. و اگر انتهای کاتتر در قسمت فوقانی یک سوم تحتانی SVC (نزدیک محل اتصال SVC به دهلیز راست) قرار گیرد، انتهای کاتتر شناور خواهد بود.



شکل ۲۷- ورید اجوف فوقانی (SVC)

عوارض کاتترهای ورید مرکزی

۱. جایگذاری نادرست کاتترهای CVC

نوک کاتتر CVC درست بیرون از دهلیز راست گذاشته می‌شود. اگر داخل دهلیز راست و یا ورید اجوف گذاشته شود به این حالت جایگذاری نادرست می‌گویند. جایگذاری اشتباه مشکل شایعی است و به همین دلیل از X-Ray به منظور کارگذاری کاتتر استفاده می‌شود. تزریق مایعات از طریق CVC باید تا زمانی که کارگذاری صحیح آن توسط رادیوگرافی سینه تایید نشده باشد، به تعویق بیافتد و بنابراین رادیوپک بودن کاتترها حائز اهمیت است.

۲. تشکیل هماتوم

هماتوم به معنی تجمع موضعی و غیرطبیعی خون است که به طور کامل و یا جزئی لخته شده است. ممکن است هنگام ورود کاتترهای CVC، در صورتی که نوک کاتتر فاقد نرمی کافی باشد، عروق سوراخ شده و خونریزی رخ دهد و باعث هماتوم گردد. هماتوم‌ها با تخلیه خون تجمع یافته درمان می‌شوند.

۳. سوراخ شدن شریان

بسیاری از پزشکان به روش Blind کاتترگذاری را انجام می‌دهند و هنگام وارد کردن سوزن کاتتر CVC ممکن است اشتباهاً شریان، حفره شود. خونریزی شریان باید قبل از کاتترگذاری کنترل شود.

۴. سپسیس

سپسیس، عفونت جریان خون می‌باشد. سپسیس نتیجه ورود باکتری، ارگانیزم‌های عفونی (قارچ، ویروس‌ها) و سموم به داخل خون است. معمولاً سپسیس نتیجه تکنیک‌های ضعیف آسپتیک (استریل) در گذاشتن کاتتر و مراقبت‌هایی است که از زخم پس از کارگذاری CVC انجام می‌گیرد.

۵. آمبولی هوا

زمانی که هوا از طریق هر بخش از کاتتر وارد جریان خون شود، آمبولی هوا ایجاد می‌شود. هوا در جریان خون باعث ایجاد حباب می‌شود و این حباب باعث انسداد در نواحی خاصی از بدن می‌شود؛ به این حالت ایسکمی موضعی و آسیب بافتی می‌گویند. با استفاده از سرنگ رانولرسون و یا سوزن Y و همچنین درپوش‌های بدون سوزن^۱ می‌توان آمبولی هوا را در هنگام کارگذاری و استفاده به حداقل رساند.

۱. Needle Free

۶. آمبولی کاتتر

زمانی که نوک کاتتر قطع می‌شود، آمبولی کاتتر ایجاد می‌شود. ایجاد آمبولی کاتتر، شرایطی نادری است اما کاترها با طراحی مناسب احتمال آمبولی کاتتر ضعیفی دارند.

۷. ترومبوز

ترومبوز یا تشکیل لخته در عروق، اغلب در بیماران کاتترگذاری شده رخ می‌دهد. لخته باعث انسداد عروق، ایسکمی و مرگ موضعی ناشی از هیپوکسی می‌شود. هنگامی که یک رگ آسیب ببیند شروع به خونریزی می‌کند و بدن فرد با فعال‌سازی پلاکتها و فیبرین، باعث ایجاد ترومبوز می‌شود. اگر لخته خون جدا شود و حرکت کند، منجر به آمبولی در بخش دیگر بدن می‌شود.

۸. هموتوراکس

هموتوراکس به وجود لخته خون در فضای توراکس گویند. اگر سوزن کاتتر در هنگام کاتترگذاری، غشایی که توراکس و ریه‌ها را می‌پوشاند پاره کند، خون به داخل فضای پلورال سرازیر می‌شود.

۹. آریتمی قلبی

آریتمی قلبی که دیس ریتمی نیز نامیده می‌شود، شامل دسته وسیعی از ضربان‌های غیرطبیعی قلب است. در آریتمی ممکن است ضربان قلب سریعتر، کندتر و نامنظم‌تر باشد. آریتمی‌ها می‌تواند تهدیدی برای زندگی باشد و حتی منجر به مرگ شود. در صورتی که کاتتر در جای مناسب قرار نگیرد آریتمی رخ می‌دهد.



کاتتر نباید وارد دهلیز راست و یا بطن راست شود. در صورت ورود باید سریعاً خارج گردد. عدم توجه به این مساله منجر به آسیب و مرگ بیمار می‌شود.

۱۰. هیدرونیوموتوراکس


وجود هوا و مایع بین دو لایه پلور. وقتی پلور تصادفا حفره شده و کاتتر وارد این قسمت شود، رخ می‌دهد و اتفاق نادری است.

عوارض احتمالی	ژگولار داخلی (I.J)	سابکلوین (Sc)	فمورال (Fem)
پنوموتوراکس (%)	۰٫۱-۰٫۲ >	۱٫۵-۳٫۱	شامل نمی‌شود
هموتوراکس (%)	شامل نمی‌شود	۰٫۴-۰٫۶	شامل نمی‌شود.
عفونت (۱۰۰۰ کاتتر در روز)	۸٫۶	۴	۱۵٫۳
ترومبوز (۱۰۰۰ کاتتر در روز)	۱٫۲-۳	۰-۱۳	۸-۳۴
حفره شدن شریان (%)	۳	۰٫۵	۶٫۲۵
کارگذاری نادرست	↓	↑	↓

جدول ۲: میزان عوارض محتمل در نواحی مختلف کاتترگذاری



فراطب جراح
Farateb Jarrah



۲

بخش دوم

اولتراسوند در
کاتریزاسیون
ورید مرکزی



فراطبب جراح
Farateb Jarrah

مقدمه

کلمه سونوگرافی از لفظ لاتین Sono به معنی صوت و graphic به معنی شکل و ترسیم گرفته شده و Ultrasound از Ultra به معنی ماورا و نیز Sound به معنی صوت گرفته شده است. نخستین دستگاه تولیدکننده امواج فراصوت در پزشکی، در سال ۱۹۳۷ میلادی توسط دکتر دوسیک اختراع شد و روی مغز انسان امتحان شد. اگرچه اولتراسوند در ابتدا فقط برای مشخص کردن خط وسط مغز بود، اکنون به یک روش تشخیصی و درمانی مهم در آمده و تحولات عظیمی در تشخیص و درمان در علم پزشکی به وجود آمده است.

استفاده از سونوگرافی در کاتتریزاسیون ورید مرکزی شامل شناسایی آناتومیک، شناسایی وریدها، شناسایی ترومبوز داخل عروقی، اجتناب از سوراخ شدن شریان می‌باشد. این روش، ایمن بوده و زمان کمتری نسبت به روش سنتی که با استفاده از لندمارک‌های آناتومیک می‌باشد، صرف می‌شود.

روش مذکور به ویژه در بیماران با اختلال انعقادی و یا اختلال عملکرد پلاکت باعث کاهش تلاش‌های ناموفق می‌شود. سونوگرافی همچنین می‌تواند موقعیت کاتترگذاری را نشان داده و پنوموتوراکس پس از انجام پروسیجر را تشخیص دهد و جایگزین گرافی قفسه سینه شود. دسترسی به عروق در بیماران با شرایط خاص مانند بیماران در وضعیت نشسته، بیماران با کیفوز، بیمارانی که دفورمیتی اتصال چانه به قفسه سینه دارند و نیز بیماران با پوزیشن پرون کمک کننده است.

کانولاسیون شریانی تحت هدایت سونوگرافی باعث کاهش تلاش ناموفق، کوتاه‌تر شدن زمان پروسیجر و افزایش میزان موفقیت حتی در کودکان می‌گردد. برای این کار ممکن است به یک پروب خطی یا هاک استیک^۱ نیاز باشد و در عین حال نیاز به مهارت کافی دارد. با استفاده از سونوگرافی، عوارض کانولاسیون وریدهای مرکزی به میزان زیادی کاهش می‌یابد اما در عین حال،

۱. hockey stick



برخی از عوارض هنوز اتفاق می افتد. اکثر این اتفاقات ثانویه به عدم مهارت کافی فرد انجام دهنده، وارد کردن بیش از حد سوزن و خروج از ورید و اشتباه در تشخیص ورید و شریان می باشد. برخی از متخصصین، استفاده از تصاویر Real Time چهار بعدی (در مقایسه با سه بعدی) همراه با ترانسدیوسر ماتریکس Array را برای کاتولاسیون وریدها جهت جلوگیری از ورود بیشتر سوزن و نیز مشاهده بهتر آناتومی پیشنهاد می کنند.

دسترسی به عروق محیطی در کودکان، بسیار چالش برانگیز است به خصوص در کودکان با جثه کوچک یا خیلی چاق و یا کودکان دهیدراته و یا آنهایی که تلاش های ناموفق مکرر برای دسترسی به ورید داشته اند. مطالعات نشان می دهد هنگامیکه پزشکان آموزش دیده برای دسترسی به عروق از سونوگرافی استفاده می کنند، میزان موفقیت افزایش می یابد. در مطالعات اخیر، نشان داده شده که استفاده از پروب با فرکانس بالا (۵۰ MHz) یا میکرواولتراسوند (HFMU) ممکن است دید بهتری را در فضای زیر ۱۰ mm ایجاد کند. این مسئله می تواند برای کودکانی که دسترسی مشکلی به عروق دارند، بسیار ارزشمند باشد.

اولتراسوند در کاتتریزاسیون ورید مرکزی

از زمان معرفی این روش و استفاده مناسب از سونوگرافی برای تشخیص محل عروق و کاتولاسیون، میزان موفقیت و اطمینان از کاتولاسیون صحیح افزایش یافته است.

تصویربرداری سونوگرافی توسط ترانسدیوسرهای ویژه ای که امواج صوتی منعکس شده را بر حسب دامنه آن ها به صورت سایه های خاکستری در طیف سیاه و سفید نشان می دهد، انجام می شود. هرچه امواج صوتی منعکس شده بیشتر و بالاتر باشد، تصویر روشن تر و سفیدتر و هرچه دامنه انعکاس صدا کمتر و کوتاه تر باشد، تصویر تیره تر و سیاه تر است. ترانسدیوسر مناسب جهت کاربرد کاتولاسیون، ترانسدیوسر خطی با قطعات کوچک با فرکانس ۵ تا ۱۰ مگاهرتز است.

امواج سونوگرافی با دقت تصویر نسبت مستقیم و با میزان نفوذ در بافت ها نسبت عکس دارد. این امواج به آسانی از مایعات عبور می کنند، از این رو بخش های پر از مایع در بدن مانند عروق خونی تصاویر خاکستری تیره یا سیاه-سفید به وجود می آورد.

استفاده از اولتراسوند در کاتتریزاسیون، علاوه بر کاهش مدت زمان مورد نیاز کارگذاری، اشتباهات ناشی از کارگذاری کاتتر با استفاده از لندمارک های آناتومیکی را کاهش می دهد. همچنین فاکتورهایی مانند چاقی مرضی، شوک دهیدراتاسیون، ترومبوز، ناهنجاری های مادرزادی می تواند منجر به پیچیده شدن شرایط و یافتن لندمارک های آناتومیکی شود.

می توان از سونوگرافی داپلر در کاتتریزاسیون ورید مرکزی به منظور تشخیص شریان و ورید فمورال استفاده کرد. دقت شود که رنگ آبی و قرمز نشان داده شده در سونوگرافی داپلر نشان دهنده شریان یا ورید نیست بلکه رنگ قرمز نشانگر حرکت در جهت پروب و رنگ آبی نشانگر حرکت خلاف پروب است.



شکل ۱- اولتراسوند long axis

نماهای محور طولی و عرضی

۱. نمای محور طولی Long Axis

در این نوع تصویر، سر سوزن و عروق خونی، هم سطح پرتوهای سونوگرافی هستند و هر دو در یک نمای محور طولی در تصویر سونوگرافی نشان داده می شوند. در این تصویر توانایی دیدن مسیر سوزن باعث سهولت در هدایت سوزن به داخل مجرای رگ می شود، با استفاده از این روش، مدت زمان کاتتریزاسیون کاهش یافته و نفوذ به قسمت خلفی دیواره رگ کاهش می یابد.



شکل ۲- نمای محور طولی در اولتراسوند



۲. نمای محور عرضی Short Axis

نمای محور عرضی، پرتوهای سونوگرافی را در راستای محور عرضی عروق خونی نشان می‌دهد و تصاویر مقطعی و عرضی از عروق خونی ایجاد می‌کند. در این نوع تصویر به دلیل عدم عبور امواج سونوگرافی از سوزن تا زمان رسیدن به رگ مورد نظر، امکان مشاهده مسیر سوزن وجود ندارد. همچنین در صورت رسیدن امواج سونوگرافی، سوزن به صورت یک نقطه کوچک با شدت بالا در تصویر سونوگرافی مشاهده خواهد شد.

علی‌رغم محدودیت در مشاهده سر سوزن، دید عرضی مورد استقبال می‌باشد چراکه پرتوهای سونوگرافی عمود بر محور طولی عروق خونی هستند، محل قرارگیری عروق آسان‌تر دیده می‌شود. روش محور عرضی در اولتراسوند، از سطح مقطع رگ دید مناسبی می‌دهد. تصویر محور عرضی با قراردعی ترانسدیوسر عمود بر محور افقی رگ بدست می‌آید. روش محور طولی به جهت دید کامل از سوزن مطلوب‌تر است و روش محور عرضی به منظور تشخیص بهتر شریان از ورید استفاده می‌شود. در این حالت سوزن خارج از صفحه بوده و رگ به صورت دایره فاقد اکو به همراه سوزن نشان داده می‌شود.



شکل ۳- نمای محور عرضی در اولتراسوند

تفاوت ورید و شریان


شریان دارای پالس بوده درحالیکه ورید بدون پالس است. در صورت اعمال فشار، ورید به راحتی کلاپس می‌شود. در صورتی‌که شریان یا ورید بودن رگی مشخص نبود، از نمای محور عرضی اولتراسوند استفاده شده و با اعمال کمی فشار، دفرمیشن ورید دیده می‌شود همچنین در این وضعیت، شریان دارای پالس است. علاوه براین ممکن است از تصویرگری داپلر و با استفاده از شناسایی جریان خون، تفاوت شریان و ورید را بدست آورد.



تکنیک اولتراسوند در کاتتریزاسیون ورید ژوگولار داخلی (IJ)

ورید ژوگولار، ورید سطحی (با عمق ۱ تا ۲ سانتی‌متر) می‌باشد و در نزدیکی شریان کاروتید قرار دارد. در افراد سالم قطر ورید ژوگولار داخلی در وضعیت خوابیده به پشت به طور گسترده‌ای متغیر است (۱۰ تا ۲۲ میلی‌متر). استفاده از اولتراسوند در کاتترگذاری IJ، در شرایطی که لندمارک‌های آناتومیکی قابل تشخیص نبوده و یا فرد دارای گردنی کوتاه و یا چاقی مفرط باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این روش مناسب افرادی است که تجربه کافی در امر کاتتریزاسیون ندارند.

به منظور کاتتریزاسیون در ناحیه IJ، فرد را در وضعیت سوپاین قرار می‌دهند، در صورتیکه شرایط تنفسی و همودینامیکی فرد ثابت باشد می‌توان فرد را در وضعیت ترندلبرگ قرار داد. اپراتور در قسمت سر تخت قرار گرفته و مانیتور اولتراسوند به گونه‌ای تنظیم می‌شود که توسط اپراتور قابل رویت باشد. قبل از شروع فرآیند کارگذاری کاتترگذاری، از باز بودن مسیر ورید اطمینان حاصل شده و همچنین مکان قرارگیری کاتتر مشخص گردد. سر بیمار را کمی به سمت خلاف محل کارگذاری چرخانده، باید میزان چرخش سر به حداقل رسانده شود، تا باعث هم‌پوشانی شریان کاروتید و ورید ژوگولار نشود.




شکل ۴- نمای ورید ژوگولار داخلی و شریان کاروتید

همچنین چرخش نباید بیشتر از ۳۰ درجه باشد چراکه نتیجه معکوس داشته و منجر به کشیده شدن ورید و کاهش قطر آن می‌شود. در صورت نرمال بودن شرایط می‌توان از مانور والسالوا^۱ استفاده کرد که منجر به افزایش فشار اینتراتوراسییک و کاهش بازگشت وریدی و در نتیجه به شناسایی محل ورید ژوگولار داخلی کمک می‌کند.

۱. Valsalva maneuver



در نمای عرضی، به دنبال قرار دادن پروب سونوگرافی در طول مثلث ساخته شده توسط عضله استرنوکلیووماستوئید، تصویر ایجاد می شود.



شکل ۵- نمای ورید ژوگولار داخلی و شریان کاروتید قبل و پس از فشار

شکل ۵، تصویر ایجاد شده توسط نمای عرضی را نشان می دهد که در شکل سمت راست، ورید ژوگولار (بزرگتر) در قسمت قدامی و جانبی شریان کاروتید (کوچکتر) قرار دارد. نمای عرضی، ورید ژوگولار داخلی (IJV) در قسمت لترال کاروتید (CA) و پائین ماهیچه استرنوکلیووماستوئید (SCM) قرار دارد و به شکل تخم مرغ می باشد که در شکل ۶ نشان داده شده است. در شکل ۵ به دلیل وارد آمدن نیروی فشار بر پوست، ورید کلاپس شده، که این روش یک مانور مناسب جهت تعیین شریان یا ورید است. اما استفاده از نمای عرضی به منظور وارد کردن سوزن به ورید مناسب نمی باشد چراکه در این نما، سوزن به صورت یک نقطه روشن مشخص می شود و امکان مشاهده مناسب سوزن و محل دقیق نوک آن وجود ندارد و باید از نمای طولی استفاده شود.




شکل ۶- ورود سوزن در نمای عرضی ورید ژوگولار



جهت ارائه تصویر سونوگرافی در نمای طولی، پروب را طوری قرار می دهند تا سر سوزن و ورید ژوگولار هم سطح پرتوهای سونوگرافی هستند.

شریان کاروتید دارای پالس می باشد. با اعمال فشار اندک، ورید ژوگولار به راحتی فشرده شده و قابل تشخیص از شریان است.

جهت کارگذاری کاتتر ورید مرکزی و وارد کردن سوزن، بهتر است از نمای محور طولی به منظور مشاهده بهتر سوزن استفاده شود. دقت شود تا از ورود بیش از حد سوزن و حفره شدن شریان جلوگیری شود.



شکل ۷- مراحل ورود سوزن با نمای طولی

تکنیک اولتراسوند در کاتتریزاسیون ورید سابکلوین


کاتتریزاسیون در ناحیه سابکلوین به علت احتمال ورود سوزن به فضای مدیاستینوم کمتر



استفاده می‌شود اما به دلیل عوارض کاتتریزاسیون کمتر در این ناحیه کاتتریزاسیون مطلوب است و با استفاده از اولتراسوند کاتتریزاسیون راحت‌تر خواهد بود. البته در این ناحیه به علت وجود استخوان ترقوه، استفاده از اولتراسوند دشوارتر از ناحیه ژوگولار است. در کاتتریزاسیون با استفاده از لندمارک‌های آناتومیک در ورید سابکلایین، کانولاسیون ناحیه تحت ترقوه‌ای ارجحیت دارد. در صورت استفاده از اولتراسوند، کانولاسیون تحت ترقوه‌ای و فوق ترقوه‌ای هر دو امکان پذیر است. در کانولاسیون فوق ترقوه‌ای، ورید سابکلایین معمولاً سطحی بوده و قابلیت دید بهتری نسبت به تحت ترقوه‌ای داشته و کانولاسیون ورید مرکزی را ایده آل می‌کند.


استفاده از تکنیک نمای عرضی در یافتن ورید سابکلایین حائز اهمیت است چراکه تفاوت بین ورید و شریان در این ناحیه دشوار بوده و همچنین این ورید نزدیک به پلورا می‌باشد و خطر پنوموتوراکس را به همراه دارد.

به وسیله روش ذکر شده در قسمت تفاوت ورید و شریان، شریان را از ورید تشخیص داده و کارگذاری کاتتر انجام می‌شود. جهت کارگذاری کاتتر می‌توان از دسترسی فوق ترقوه‌ای و تحت ترقوه‌ای استفاده کرد. دسترسی از طریق فوق ترقوه‌ای به تحت ترقوه‌ای ترجیح داده می‌شود. همچنین استفاده از فوق ترقوه‌ای راست دید بهتری از ورید سابکلایین می‌دهد.



شکل ۸- نمای عرضی و طولی ورید سایکلایین

در شکل ۸ سمت راست با استفاده از نمای عرضی و موارد ذکر شده به منظور تشخیص شریان از ورید، ورید از شریان تشخیص داده می‌شود و در شکل سمت چپ نمای طولی نشان داده شده است که جهت ورود سوزن این نما دید بهتری از سوزن می‌دهد.




شکل ۹- نحوه ورود سوزن به ورید سابکلایین در نمای طولی

تکنیک اولتراسوند در کاتتریزاسیون ورید فمورال

کاتتریزاسیون ورید فمورال، محلی مناسب در بیماران نیازمند احیا و بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه است. ورید فمورال، محلی آسان جهت کاتتریزاسیون است، با این حال ریسک عفونت در این ناحیه بالا می‌باشد.

همچنین به دلیل دور بودن این ناحیه از ناحیه سینه و گردن احتمال بروز عوارض کاهش می‌یابد و جهت اعمال فرآیند احیای قلبی-ریوی مشکلی نخواهد بود البته به دلیل تاخیر در تحویل دارو استفاده از عروق پا توصیه نمی‌شود. در بیماران مبتلا به ترومبوز ورید عمقی پا و آسیب نفوذی شکم کانولاسیون از ورید فمورال نباید انجام شود (به علت خطر قطع ورید اجوف). قرار دادن پروب سونوگرافی روی نبض شریان فمورال که درست در زیر و قسمت داخلی نقطه میانی چین اینگوینال قرار گرفته، تصویربرداری سونوگرافی از ورید و شریان فمورال امکان‌پذیر است. در این ناحیه ورید فمورال از شریان فمورال قابل تشخیص بوده و امکان استفاده از لندمارک‌های آناتومیک در این ناحیه نیز وجود دارد. با این حال با حرکت به سمت دیستال، شریان و ورید کمی به هم نزدیک می‌شوند و امکان حفره شدگی شریان وجود دارد. این حالت به خصوص در زمانیکه نبض قابل لمس نباشد (مانند شرایط حمله قلبی و هیپوتنشن) و همچنین در کودکان ممکن است ایجاد شود. بنابراین استفاده از اولتراسوند در کاتتریزاسیون این ناحیه حائز اهمیت است. آناتومی شریان و ورید فمورال، از سمت لترال به مدیال تحت عنوان VAVEL شناخته می‌شود.



شکل ۱۰- محل قرارگیری ورید شریان و عصب فمورال

در کاتتریزاسیون فمورال بیمار در وضعیت سوپاین با پای چرخیده به سمت خارج قرار می‌گیرد تا هم پوشانی ورید و شریان فمورال کاهش یابد. بهتر است کاتتریزاسیون در محل پروگزیمال ران انجام شود.



شکل ۱۱- نمای عرضی شریان و ورید فمورال

از نمای عرضی به منظور تشخیص شریان از ورید استفاده می‌شود. همانطور در شکل ۱۱ مشاهده می‌کنید، با کمی اعمال فشار پروب، ورید کلاپس شده و به راحتی قابل تشخیص است. سایر نواحی کاتترگذاری به منظور تعبیه کاتتر و حفره کردن ورید با سوزن از نمای طولی استفاده می‌شود.

واحدهای اندازه‌گیری

فرنچ-Fr French


سیستم بین‌المللی است که برای اندازه‌گیری قطر خارجی کاتترها به کار می‌رود، هر فرنچ سه برابر قطر در واحد میلی‌متر است.

گیج Gauge: قطر داخلی کاتتر

کاتترها می‌توانند دارای چندین لاین (لومن) از یک تا ۸ لومن (بسته به کاربرد و برند تجاری عدد حداکثر تعداد لومن می‌تواند متفاوت باشد) باشند. هر یک از لومن‌های کاتتر دارای محل خروج خاص خود می‌باشد. علاوه بر این هر یک از این لاین‌ها دارای قطر داخلی منحصر به خودشان هستند. واحد اندازه‌گیری قطر داخلی لومن‌های کاتتر گیج Gauge نام دارد. انتخاب کاتتر با گیج مناسب بر جریان سیال تزریق شده اهمیت بسیار زیادی دارد.

هرچه گیج بزرگتر باشد قطر داخل لومن‌های کاتتر کوچک‌تر است.

به عنوان مثال قطر داخلی لومن ۱۲ گیج بزرگتر از لومن ۱۶ گیج است.



منابع

1. 2018 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on June 5, 2018
2. Infusion Nurses Society, Ann Corrigan, Lisa Gorski, Judy Hankins, Roxanne Perucca, Mary Alexander Elsevier Health Sciences, Ordibehesht 23, 1390 AP - Medical - 625 pages
3. Central Venous Catheter Guideline
4. Helen Hamilton, Andy Bodenham central venous catheter
5. The Royal Children Hospital Melbourne
6. Central Venous Catheter Nursing Guideline
7. Carrico R, ed. APIC Text of Infection Control and Epidemiology, 2nd ed. Washington, DC: Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; 2005.
8. American institute of ultrasound in medicine (aium), Use of Ultrasound to Guide Vascular Access Procedures

۹. دکتر محسن آباد و دکتر ساناز شعبانی. سونوگرافی برای متخصص بیهوشی و درد. آرتین طب (۱۳۹۶)

۱۰. مارینو، ال. ال. ICU مارینو (ترجمه پریسا مرادی مجد و دیگران). اندیشه رفیع (۱۳۹۴)

به ارتقای سلامت جامعه متعهدیم



فراطب جراح
Farateb Jarrah

لوازم بیهوشی و درد، لوازم جراحی، کابل و پروب، لوازم احیای نوزاد

دارنده گواهینامه استاندارد ISO9001 و ISO13485

www.ftj.ir

info@faratebjarrah.com



telegram.me/faratebjarrah





instagram.com/faratebjarrah

سایر کتب مجموعه «آشنایی بیشتر با تجهیزات پزشکی»:

- تجهیزات مصرفی بیهوشی
- تجهیزات نمونه برداری در انکولوژی و هماتولوژی
- تجهیزات مصرفی اورولوژی
- جراحی های دستگاه گوارش بدون بخیه
- کتترهای ورید مرکزی
- تجهیزات مصرفی تنفسی
- تجهیزات مورد استفاده در بخش NICU و نوزادان



فراطب جراح
Farateb Jarrah



فراطب جراح
Farateb Jarrah

WWW.FARATEBJARRAH.COM